



Mode d'emploi - Loupes Berger

Cher client, nous sommes très heureux que vous ayez choisi un produit de KaWe. Nos produits se caractérisent par une haute qualité et une longue vie utile. Ce produit KaWe remplit les dispositions de la directive communautaire 93/42/CEE (directive relative aux dispositifs médicaux).

Lisez ce mode d'emploi attentivement et entièrement avant d'utiliser l'appareil et respectez les consignes d'entretien.

- Avant d'utiliser l'appareil, familiarisez-vous soigneusement avec son mode d'emploi.

Utilisation :

Seul le personnel qualifié est autorisé à se servir des loupes Berger. Réglage possible du serre-tête permettant de maintenir la loupe Berger bien en place. Utiliser uniquement des loupes avec la mention CE et des propriétés optiques identiques (p.ex. grossissement). Echanger les loupes endommagées.

Fonction :

Les loupes Berger servent de lentilles grossissantes pour de petites interventions, en général pour le grossissement, par exemple en manucure et pédicure.

Utilisation inappropriée / Contre-indication des produits :

Toute autre utilisation est considérée non conforme. Dans ce cas, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels. L'utilisateur assume seul le risque encouru.

Nettoyage :

Pour éviter l'encrassement et la pénétration de poussières, conserver la loupe Berger toujours dans l'emballage.

Autres remarques, entretien, conservation :

Si vous utilisez la loupe Berger correctement et la conservez selon les consignes, ce produit restera fiable de nombreuses années.

Garantie :

Nous garantissons ce matériel pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat à condition qu'il soit manipulé correctement et le mode d'emploi suivi (instructions). Pour toute information complémentaire ou les éventuelles réparations, consultez votre distributeur agréé !

Fabricant : **KaWe**

Appareil(s) : Tous les instruments réutilisables livrés par KaWe comprenant des constructions fixes (sans pièces mobiles) et des articulations simples, sauf les instruments en alliages d'aluminium.

Avertissements :

Veiller à traiter les surfaces optiques (loupes) avec précaution. Même des rayures minimes diminuent le champ visuel

Limite de la remise en état de service :

Une remise en état fréquente n'a presque pas d'influence sur ces instruments. La durée de vie de ce produit dépend normalement de l'usure et des dommages éventuels. Nous recommandons de retraiter l'instrument le plus tôt possible après son usage.

Instructions

Lieu de travail : Eliminer les souillures superficielles avec un chiffon à usage unique/en papier.

Conservation et transport : Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Préparation du nettoyage : Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Nettoyage manuel :

Utiliser des produits de nettoyage pour les surfaces ; pour les surfaces optiques (loupes), utiliser des produits de nettoyage spéciaux (produit pour lunettes) et des chiffons optiques. Respecter les concentrations indiquées par le fabricant. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs !

Nettoyage automatique : Nettoyage automatique impossible / non nécessaire.

Désinfection :

p.ex. Helipur, respecter les concentrations et durées de traitement indiquées par le fabricant. Pour les surfaces optiques, utiliser des chiffons optiques.

Entretien : Eliminer et remplacer les pièces détériorées.

Contrôle et essai de fonctionnement :

Vérifier la souplesse des pièces mobiles. Vérifier si la loupe présente des rayures ou fissures.

Emballage : Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Stérilisation : Stérilisation impossible / non nécessaire.

Emmagasinage : Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Contact avec le fabricant : Adresse ou numéro de téléphone du distributeur agréé ou appeler (+49-7141-68188-0)

Pour plus d'informations sur les loupes Berger consultez la liste de prix KaWe ou visitez notre magasin électronique sous : **www.kawemed.de**.